


## HIT! KRIOLIPOLIZA

### Z diodami laserowymi w głowicy! 1, 2 i 4 - głowicowa!

Zamrażanie komórek tłuszczowych - lipidy w komórkach tłuszczowych krystalizują się w wyższej temperaturze niż inne komórki zawierające wodę. Dzięki temu kriolipoliza niszczy tylko komórki tłuszczowe, a oszczędza inne tkanki, takie jak skóra, mięśnie i nerwy.

Pozwala pozbyć się około 25 % grubości tkanki tłuszczowej z zamrażanej powierzchni uchwyconej głowicą.



## CRYO Max Najbardziej zaawansowany model kriopolizy na rynku!

- Medyczne CE
- 4 głowice w komplecie (możliwość dokupienia innych) - z czego dwie mogą pracować jednocześnie
- NA KAŻDEJ GŁOWICY podgląd REALNEJ temperatury zabiegu przy tkance
- Przycisk bezpieczeństwa do ręki dla pacjenta! Pozwala wyłączyć podciśnienie i przerwać zabieg
- NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA ZABIEGOWE!  
Program kilkuminutowego podgrzania tkanki na początku zabiegu!!!  
Lepszy efekt zabiegu + lepsze odczucia klienta! (program ten można wyłączyć)
- PRECYZJA ! Regulacja temperatury w trybie manualnym co 1 stopień
- Duży 12 calowy ekran dotykowy
- Inteligentny system autokontroli przepływu wody i temperatury pracy.
- Podwójne emitery chłodzące w każdej głowicy ( 4 zamiast 2)



- Super silne systemy chłodzenia-cyrkulacji pozwalają na 12 godzinną pracę bez długich przerw:
  - 8-litrowy stalowy zbiornik wodny
  - Superwydajna pompa pozwala na stałą cyrkulację 7 litrów wody na minutę
  - 2 wydajne importowane z Japonii miedziane radiatory zapewniają lepszą niż standardowe aluminiowe wymianę ciepłą (ciągłość pracy nawet w ciepłe dni)
  - 4 duże wentylatory, ciche i stabilne zapewniają szybkie odprowadzanie ciepła
  - 4 filtry pozwalają wychwytywać zanieczyszczenia zassane przez głowice
  - Podwójne pompy - każda z dwóch pracujących głowic jest obsługiwana przez własną pompę!
  - System jest cichy, co wpływa na komfort pacjenta
- Ekran podglądowo-operacyjny na głowicach, pozwalają na wygodne ustawienie głowic na ciele i pracę przy pacjencie
- 3 różne rozmiary głowic - w tym po 2 równe- pozwalają dopasować zabieg do każdego obszaru (można zamówić 3 różne wielkości głowic w parach lub osobno)
- System rozpoznawania głowic - każdą głowicę można podłączyć do każdego portu
- Głowice- aplikatory - są przejrzyste i umożliwiają dobry podgląd zassanej fałdy skórnej
- W komplecie oxymetr do mierzenia pulsu i poziomu natlenienia
- Wbudowane programy zabiegowe + program manualny do własnych ustawień
- Elegancki wygląd urządzenia jest ozdobą gabinetu - do wyboru 5 wzorów kolorystyki obudowy: biały, niebieski, turkusowy, seledynowy, pomarańczowy



**DOSTĘPNE RÓŻNE MODELE - 1, 2, 3 LUB 4-GŁOWICOWE**



INTER PROMED

**INTERPROMED**

WARSZAWA, Tel.: 721 258 403 lub 792 350 163  
info@interpromed.pl www.interpromed.pl

