




# Kriolipoliza GREENE



## Specyfikacje urządzenia:

Wymiary głowic: 22x8, 16x6 lub 12,5x4,5 cm  
Po 8 laserów diodowych w głowicach  
Podciśnienie, max. 100 kPa  
Przepływ powietrza: do 70 l/min  
Temperatura: +5 do -15 C  
Temperatura regulowana co 1 stopień  
Odczyt rzeczywistej temperatury w głowicach  
Pobór mocy: max. 1800 W  
Monitor 10 cali, kolor, dotyk  
Waga netto 35 kg

**ALUNA MEDICAL, +48 787 002 004**