



**LAMPA LED Z CZTEREMA  
DŁUGOŚCIAMI FAL W TYM IR  
(PODCZERWIĘŃ). 3 KOLORY PLUS  
KOMBINACJE KOLORÓW**

**IDEALNA DLA SALONÓW  
FRYZJERSKICH,  
TRYCHOLOGICZNYCH I KLINIK  
WŁOSA.**

**10 POZIOMÓW INTENSYWNOŚCI.  
PROGRAMY MANUALNE I  
AUTOMATYCZNE. TRYB CIĄGŁY I  
PULSACYJNY**

**MEDYCZNY CERTYFIKAT CE**



# Lux Nano Biomed II



**Ponad 200 opracowanych zabiegów na  
zmiany skórne, tkanki łącznej, mięśni,  
stawów, włosów, narządów wewn., etc.**

Długości fal: czerwony - 620 nm, niebieski 470 nm, żółty 590 nm, IR (podczerwień) 940 m. Duże i ruchome panele, po 50x20 cm oraz po 1260 diod LCD każdy. Łącznie 2520 diod LCD. Intuicyjne menu. Żywotność diod 120 000 godzin (30 lat nieprzerwanej pracy).

**INTERPROMED, Warszawa, Tel. 721 258 403; 787 002 004  
[www.interpromed.pl](http://www.interpromed.pl) [info@interpromed.pl](mailto:info@interpromed.pl)**

