

Specyfikacje

SYSTEM	Mono & Bipolarna RF
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1MHz
SZEROKOŚĆ IMPULSU	10-800ms
TRYBY PRACY	Frakcyjna RF Mikroigłowa Frakcyjna RF Matrycowa
MAX. ENERGIA	25W
KARTRIDŻE	RF needle RF fractional RF V1 tip 1 pin needle
PULPIT	LCD
WYMIARY (mm)	430mm(wys) x 720mm x 250mm
WAGA	30kg
ZASILANIE	100-240VAC, 50 ~ 60Hz



www.aluna-medical.pl www.daolmed.co.kr

Cellina
FRACTIONAL RF TECHNOLOGY

- + Odmładzanie skóry
- + Zmarszczki
- + Blizny
- + Rozszerzone pory
- + Nadpotliwość
- + Liftingi
- + Rozstępy


ALUNA MEDICAL
Aesthetic Innovations



ALUNA MEDICAL sp. z o.o. wyłączny dystrybutor.

Adres: Warszawa, Polska www.aluna-medical.pl

Tel: +48 787 002 004; 721 258 403 WhatsApp: +48 721 258 403; E-mail: aluna@aluna-medical.pl

BEZPIECZNY I SKUTECZNY DLA WSZYSTKICH TYPÓW SKÓRY

TECHNOLOGIA PODWÓJNEJ FRAKCYJNEJ RF

Frakcyjna mikroigła RF (inwazyjna) i frakcyjna matryca RF (nieinwazyjna)
Cellina została opracowana przez koreańskich lekarzy i inżynierów z myślą
o odmładzaniu skóry każdego rodzaju.

Nieablacyjne + ablacyjne



Dla każdego rodzaju skóry



Szybka regeneracja bez skutków ubocznych



Główce zabiegowe do naskórka i skóry właściwej, izolowane i nieizolowane

Nieablacyjne



Frakcyjna matrycowa RF




Natychmiastowy efekt na łuskach naskórka dający głębokie efekty rozgrzewające równomiernym dostarczaniem energii.




Obszar zabiegowy :
Naskórek i powierzchowna skóra właściwa

Ablacyjne



Frakcyjna mikroigłowa RF



Bezpośrednie dostarczanie energii RF do głębokiej skóry właściwej, płynna regulacja głębokość do 3,5 mm.



Obszar zabiegowy :
Środkowa i głęboka skóra właściwa

PEN RF



Obkurczanie rozszerzonych porów
Zamykanie naczynek
Telangiektazje
Naczyniaki rubinowe

Telangiektazje (plajączki) i kuperozza





TRZY NOWOŚCI BEZPIECZNE I PROSTE NIECHIRURGICZNE I SZYBKIE ZABIEGI




VR

Zabieg obkurczenia pochwy

Możliwy jest efekt skurczu pochwy bez operacji i normalna codzienna rutyna. 7 ~ 10 dni później możliwe jest również współżycie



Zanim





Później

Wspomaga proliferację kolagenu, co powoduje pogrubienie i napięcie ściany pochwy.


VW

Regeneracja pochwy

5 minutowy zabieg jest bardziej skuteczny w przypadku operacji WNM lub jako dodatkowe leczenie po operacji WNM.



Zanim



Po 1 zabiegu

Laser Cellina RF poprawia wygląd zabarwienia poprzez odmłodzenie i wybielenie.

Rostępy



Przed




Po 2 zabiegach

Zmarszczki



Przed



Po 3 zabiegach

Rozszerzone pory



Przed



Po 1 zabiegu

Skóra atroficzna



Przed



Po 2 zabiegach